

BEEA

BEAUTY

O nama... Zašto odabrati BEEA Beauty?

- **Misija branda-** educirati korisnike kako da s našim uređajima i kozmetikom, postignu najbrže i najučinkovitije, profesionalne rezultate za zdravlje i ljepotu kože, u udobnosti svoga doma.
- **Vizija branda-** postati vodeći brand na tržištu kozmetičkih uređaja, prepoznat po inovacijama, kvalitetnoj tehnologiji i pozitivnim iskustvima korisnika.
- **Najnovija tehnologija:** LED terapija, RF, EMS, Hot & Cold/Cool terapija, Sonic i Ultrasonic
- **Stručna suradnja:** razvijeni u suradnji s dermatolozima i kozmetolozima
- **Jednostavnost korištenja**
- **Profesionalni rezultati:** vidljivi odmah, max učinak 2- 4 tjedna
- **Dokazana učinkovitost:** klinički testirani i odobreni od strane stručnjaka



Tehnologije

NAZIV	TEHNOLOGIJA
ČIŠĆENJE	Sonic, ultrasonic
HIDRATACIJA	MOIST
APSORPCIJA	HOT terapija, COLD terapija
ZATEZANJE TONUSA KOŽE	Elektromišićna stimulacija (EMS), Mikrostruja
PROIZVODNJA NOVOG KOLAGENA	Radiofrekvencija (RF), LED terapija: Infrared, RED light
UJEDNAČEN TEN	LED terapija - yellow light, red light
UMIRIVANJE IRITACIJA	LED terapija Blue, COLD, Ultrasonic
ZDRAVLJE VLASIŠTA I KOSE	LOW LEVEL LASER THERAPY – „LLLT“, elektromišićna stimulacija (EMS), LED terapija, negativni ioni, vibracija

SONIC VIBRACIJE

Vibrira unutar raspona ljudskog uha (od **20 – 20 000 Hz**)

Sonic tehnologija u ulozi njege lica:

- **Skida nečistoću i čisti pore** – kod čistača uz dizajn pomaže pri otklanjanju dubinskih nečistoća iz pora
- **Masira i opušta** – opušta mišiće lica i vrata i uklanja napetosti
- **Potiče limfnu drenažu** - smanjuje natečenost lica i podočnjaka
- **Smanjuje pojavu finih bora i linija**
- **Povećava sintezu kolagena i elastina** – zateže kožu
- **Potiče mikrocirkulaciju** – pospješuje upijanje sastojaka
- **Dubina:** Epidermis i gornji sloj dermisa




ULTRAZVUČNE VIBRACIJE

Ultrazvučna tehnologija u kozmetici koristi zvučne valove visoke frekvencije (najčešće između 1 MHz i 3 MHz) koji ne čuju se uhu, ali snažno djeluju na tkivo kože.

Način djelovanja ultrazvuka na kožu

1. Mikromasaža tkiva
2. Povećana propusnost kože (sonoforeza)
3. Detoksikacija i drenaža
4. Regeneracija stanica i kolagena



Negativni ioni (anioni)

- djeluju pročišćavajuće – otvaraju pore i pomažu u uklanjanju nečistoća, sebuma i toksina iz kože
- imaju antioksidativni učinak – neutraliziraju slobodne radikale i smanjuju oksidativni stres
- pomažu kod akni i upala zahvaljujući antibakterijskim svojstvima

Pozitivni ioni (kationi)


- pomažu u dubinskom prodiranju hranjivih tvari (seruma, ampula)
- koriste se za zatvaranje pora nakon čišćenja
- mogu pomoći u učvršćivanju tonusa kože

ELEKTROMIŠIČNA STIMULACIJA (EMS)




Pulsirajuća struja koja se aplicira na kožu teče kroz mišić uzrokuje periodičnu kontrakciju – vježbanje mišića.

EMS tehnologija u ulozi njege lica:

- Kontrakcija mišića – podiže tonus mišića, lifting efekt, pojačava konture lica, pomaže pri podizanju spuštenih kapaka
- Smanjuje fine linije i bore
- Potiče cirkulaciju i mikrocirkulaciju
- Potiče limfnu drenažu – smanjuje natečenost lica i podočnjaka
- Zateže kožu – kroz zatezanje mišića
- Pospješuje upijanje sastojaka
- Dubina: Dermis i mišićno tkivo



Aging process



MIKROSTRUJA (MC)

Slabija i površnija te ne radi kompletnu kontrakciju mišića ali stimulira mišićna vlakna i samim time stimulira mišić i cirkulaciju.

MS tehnologija u ulozi njege kože:

- **Elektro-stimulacija mišića**
- **Lifting efekt**
- **Pomaže u podizanju spuštenih kapaka**
- **Potiče cirkulaciju i mikrocirkulaciju**
- **Potiče limfnu drenažu**
- **Smanjuje pojavu finih linija i bora**
- **Zateže kožu – kroz stimulaciju mišića**

Dubina: Dermis i površina mišića






TERAPIJA „HOT“

Djelovanje topline:

- Povećava mikrocirkulaciju
- Povećava stupanj kisika u dermisu kože
- Glow efekt
- Bolje prodiranje preparata
- Opušta




HLADNA TERAPIJA COOL

Primjena hladne terapije u njezi lica:

- Potiče mikrocirkulaciju
- Jača kapilarne stijenke
- Smiruje
- Pomaže kod natečenih podočnjaka
- Zatvara kožu – „zaključava“ aktivne sastojke
- Sužava pore
- Smanjuje bolnost



Hot & Cold Effect on Pores



Normal Pore

A pore at regular room temperature.

Hot Treatment

Heat relaxes your muscles, expands blood vessels and opens your pores. This improves the effectiveness of exfoliation and product absorption.



Cold Treatment

Chill 'shocks' the dermis and muscles, and constricts blood vessels. This shrinks pores, tightens skin and reduces inflammation.



SVJETLOSNA TERAPIJA – LED TERAPIJA

- **LED (Light Emitting Diode) terapija** koristi različite valne duljine svjetlosti kako bi djelovala na kožu na staničnoj razini.
- **Kako LED terapija djeluje na kožu?**



Plava svjetlost (400-470 nm) prodire do gornjeg sloja **epidermisa** i djeluje na akne.

Zelena svjetlost (520-550 nm) prodire nešto **dublje**, regulirajući melanin i smanjujući hiperpigmentaciju.

Žuta svjetlost (570-590 nm) doseže **dermis**, pomažući kod upala i poboljšavajući cirkulaciju.

Crvena svjetlost (630-660 nm) ulazi u **dermis** i stimulira proizvodnju kolagena, smanjujući bore.


Infracrvena svjetlost (700-1200 nm) prodire najdublje do **potkožnog sloja**, ubrzavajući regeneraciju tkiva i zacjeljivanje.

- Znanstveno dokazane prednosti LED terapije

Kliničke studije potvrđuju sljedeće učinke LED terapije:

1. Crvena svjetlost (630-660 nm) – Anti-age učinak i obnova kože


- Potiče proizvodnju kolagena i elastina
- Poboljšava elastičnost kože i smanjuje bore
- Ubrzava zacjeljivanje rana i oštećenja kože
- Smanjuje crvenilo i upale (pogodno za osjetljivu kožu)



Studija: Istraživanje objavljeno u *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology* pokazalo je da crvena LED svjetlost poboljšava elastičnost kože za 36% nakon 12 tjedana korištenja.

2. Plava svjetlost (400-470 nm) – Protiv akni i antibakterijski učinak

- Ubija bakterije *P. acnes* koje uzrokuju akne
- Regulira lučenje sebuma i smanjuje masnoću kože
- Pomaže u smanjenju upala i crvenila kod akni



Studija: American Academy of Dermatology utvrdila je da plava LED terapija može smanjiti akne do 77% nakon 4-8 tjedana redovite upotrebe.

3. Zelena svjetlost (520-550 nm) – Ujednačavanje tena i smanjenje hiperpigmentacija

- Smanjuje tamne mrlje i hiperpigmentaciju
- Uravnotežuje ton kože i smanjuje crvenilo
- Djeluje umirujuće na osjetljivu kožu



Studija: *Journal of Investigative Dermatology* navodi da zelena LED svjetlost inhibira prekomjernu proizvodnju melanina i smanjuje pojavu hiperpigmentacije.

4. Žuta svjetlost (570-590 nm) – Umirujući i anti-upalni učinak

- Pomaže kod rozaceje i osjetljive kože
- Ublažava crvenilo i otekline
- Potpomaže bržu regeneraciju nakon estetskih tretmana



Studija: *International Journal of Cosmetic Science* pokazala je da žuta svjetlost smanjuje crvenilo i ubrzava oporavak kože nakon laserskih tretmana.

5. Infracrvena svjetlost (700-1200 nm) – Dubinska regeneracija i zacjeljivanje

- Potiče regeneraciju stanica i zacjeljivanje tkiva
- Ublažava bol i upale
- Koristi se za tretmane protiv ožiljaka i dubokih bora



Studija: NASA istraživanja pokazuju da infracrvena svjetlost ubrzava regeneraciju tkiva i poboljšava oporavak kože do 200% brže nego uobičajeno.

Djelotvornost LED terapije – Što kažu stručnjaci?

- Sigurna za sve tipove kože – ne oštećuje kožu i ne koristi UV zračenje
- Bezbolna i neinvazivna – nema nuspojava poput crvenila ili iritacija
- Potrebno je vrijeme za rezultate – najbolje djeluje kod redovite upotrebe (2-4 puta tjedno kroz nekoliko tjedana)
- Kombinacija svjetlosti daje najbolje rezultate – mnogi uređaji koriste kombinirane boje za višestruke benefite

RADIOFREKVENCIJA

Radiofrekvencijska (RF) terapija koristi elektromagnetske valove za zagrijavanje dubljih slojeva kože, što potiče proizvodnju kolagena i elastina, ključnih za čvrstoću i elastičnost kože.

Dubina: Dermis kože (*stratum papillare* i *stratum reticullare*)

Znanstvena istraživanja o djelovanju radiofrekvencije na kožu:

- Stimulacija kolagena i elastina
- Poboljšanje elastičnosti kože
- Oblikovanje tijela i smanjenje celulita
- Smanjenje bora
- Lifting efekt i zatezanje kože
- Glow
- Dugotrajni rezultati jer se koža rekonstruira iznutra

Znanstvena istraživanja o učinkovitosti i sigurnosti kućnih RF uređaja:

Studija objavljena u Journal of Cosmetic and Laser Therapy

-učinkovitost kućnog RF uređaja za zatezanje kože lica

-poboljšanje elastičnosti kože kod većine sudionika nakon nekoliko tjedana korištenja

Studija objavljena u Dermatologic Therapy

-sigurnost i učinkovitost kućnog RF uređaja za tretman periorbitalnih bora (bore oko očiju)

-smanjenje bora i poboljšanje teksture kože nakon redovite uporabe uređaja tijekom osam tjedana



Low-Level Laser Therapy (LLLT) – Niskonaponska laserska terapija

Low-Level Laser Therapy (LLLT), poznata i kao **hladna laserska terapija**, koristi nisku razinu laserskog svjetla (bez toplinske energije) za **stimulaciju bioloških procesa u stanicama**.

Klinički potvrđeni benefiti LLLT-a

Istraživanja pokazuju sljedeće učinke LLLT-a:

- **Regeneracija kože i pomlađivanje** – stimulira fibroblaste i potiče obnavljanje kože
- **Smanjenje bora i poboljšanje elastičnosti kože** – povećava sintezu kolagena
- **Liječenje akni i upalnih stanja** – djeluje antibakterijski i umanjuje upale
- **Brže zacjeljivanje rana i ožiljaka** – poboljšava proces obnavljanja stanica
- **Povećava rast kose** – koristi se kod androgene alopecije (ćelavosti)
- **Ublažava bol i upalu mišića i zglobova** – koristi se u fizioterapiji i sportskoj medicini




BEEA UREDAJI




Dubinski čisti pore, uklanja mitesere i višak sebuma, skida make up i nečistoću s lica te radi eksfolijaciju kože, potiče mikrocirkulaciju i tako “priprema” kožu za resorpciju aktivnih sastojaka iz preparata.

TEHNOLOGIJE:



SONIC
TECHNOLOGY

Zvučne vibracije visoke frekvencije ispod 20 kHz. Dubinski čisti, smanjuje natečenost i poboljšava cirkulaciju.



CLEANSING
& CLEARING


Mehanički čistači za čišćenje i pročišćavanje kože mogu se koristiti svakodnevno. Preporučuju se za uklanjanje nečistoća, viška sebuma i mrtvih stanica što doprinosi smanjenju mitesera, upale, začepljenih pora te poboljšavaju teksturu kože.

ČISTAČ ZA LICE SONIC BEEA
BEAUTY, SILIKONSKI



Koristi tri izmjenjiva nastavka, 6 brzina.
Dubinski čiste pore, rade eksfolijaciju (piling), poboljšavaju teksturu kože, sprječavaju pojavu akni i drugih nepravilnosti.
Potiču limfnu drenažu, ublažavaju natečenost i smanjuju podočnjake.

TEHNOLOGIJE:



CLEANSING
& CLEARING

Mehanički čistači za čišćenje i pročišćavanje kože mogu se koristiti svakodnevno. Preporučuju se za uklanjanje nečistoća, viška sebuma i mrtvih stanica što doprinosi smanjenju mitesera, upale, začepjenih pora te poboljšavaju teksturu kože.

ČISTAČ ZA LICE BEEA BEAUTY,
ROTIRAJUĆI, 6 BRZINA, PUTNA
KUTIJA



ČISTAČ ZA LICE ÉRIDAN MICELLAR CLEANSING BALM

BENEFITI:

Ulje badema - duboko njeguje kožu kompleksom vitamina B i regulira bore

Rižino ulje - sadrži veliku količinu antioksidansa i ferulične kiseline koje doprinose sužavanju pora

Shea maslac - doprinosi hidrataciji lica i povećava elastičnost kože



ČISTAČ ZA LICE ÉRIDAN FACE WASH

BENEFITI:

Špinat - snaga sjaja


Hijaluronska kiselina - hidratacija

Kamilica - umiruje



Čisti pore, uklanja nečistoće i mitesere. Ima tri moda: “Moist” za bolju hidrataciju, “Lift” za anti-age sastojke i osnovni mod za čišćenje. Kompaktan je, lako stane u neseser, te ima tri razine jačine. Idealno za smanjenje proširenih pora i kontrolu sebuma.

TEHNOLOGIJE:




ULTRASONIC

Dubinsko čišćenje.

Ultrazvučna tehnologija koristi zvučne vibracije visoke frekvencije (iznad 20 kHz). Dubinski čisti pore te smanjuje natečenost i poboljšava cirkulaciju.


Koristi se 1-2 tjedno na vlažnoj koži.



POSITIVE ION
TECHNOLOGY

Pomaže u smanjenju sebuma te dubinski čisti pore što sprječava pojavu akni i mitesera kod problematične kože.

Koristi se svakodnevno.



NEGATIVE ION
TECHNOLOGY

Hidratacija kože.

Povećava apsorpciju sastojaka iz proizvoda za njegu kože, pomaže hidrataciji kože te smanjuje crvenilo i upale.

Koristi se svakodnevno.

ČISTAČ ZA LICE ULTRASONIC
DUBINSKI SA POZITIVNIM I
NEGATIVNIM IONIMA



TERMALNA VODA ZA LICE ÉRIDAN COLLAGEN FACE MIST

Prirodna formulacija za poboljšanje strukture i elastičnosti kože te smanjenje faktora starenja kože, već nakon 4 tjedna korištenja

BENEFITI:

Kolagen - snaga elastičnosti kože


Niacinamid - snaga pomlađivanja kože, sužava pore i regulira hiperpigmentacije lica



FACE LIFT UREĐAJ ZA LICE EMS, HOT & COLD, SONIC

Kombinacija EMS tehnologije, Hot&Cold terapije i odabranih kozmetičkih proizvoda daje vašoj koži zdrav glow efekt. EMS poboljšava tonus i učvršćuje kožu, dok Hot terapija s vibracijom revitalizira i priprema kožu za upijanje sastojaka. Cold terapija smanjuje natečene podočnjake i završava rutinu “Lock in” efektom, zadržavajući aktivne sastojke u koži.


TEHNOLOGIJE:



SONIC
TECHNOLOGY

Svakodnevno čišćenje.

Zvučne vibracije visoke frekvencije ispod 20 kHz. Dubinski čisti, smanjuje natečenost i poboljšava cirkulaciju.



EMS TECHNOLOGY

Konturiranje lica.

Niski električni impulsi koji izazivaju kontrakciju mišića. Poboljšava tonus i čvrstoću kože, smanjuje bore, poboljšava cirkulaciju i učvršćuje konture lica. Koristi se 3-4 puta tjedno.



HOT THERAPY

Otvora pore, potiče apsorpciju proizvoda za njegu kože, povećava protok krvi i kisika do stanica kože i poboljšava hidrataciju.



COLD THERAPY

Smanjuje podbuhlost i oticanje u okoloočnom području i na ostatku lica. Završni korak (nakon nanošenja kreme za oči, seruma, esencije ili kreme za lice), sužuje pore, smanjuje oticanje lica i učvršćuje kožu.

Preporuka seruma prema tipu kože za HOT terapiju:



Serum za lice ÉRIDAN COLLAGEN BOOSTER

Morski kolagen - Osvježava i regenerira kožu
Peptidi - Smanjuju bore i proširene pore
Hijaluronska kiselina - Snaga hidratacije kože

Serum za lice ÉRIDAN HIJALURONSKI SERUM

Matična mliječ - snaga obnavljanja
Hijaluronska kiselina i peptidi - snaga hidratacije
Vitamin B3 - glatka koža, bez proširenih pora

Serum za lice ÉRIDAN SUPERFOOD

Hijaluronska kiselina - hidratacija kože
Argireline Botox - moć smanjivanja bora i proširenih pora, zateže kožu
Probiotik Bacillus - regulira proširene pore, zaglađuje kožu

Serum za lice ÉRIDAN VITAMIN C GLOW

10% Vitamin C - snaga sjaja i uklanjanja pigmentacijskih mrlja i nepravilnosti na koži
Hijaluronska kiselina - snaga hidratacije
Enzimi papaje - zaštita od štetnih sunčevih zraka



Preporuka krema i maski za COOL terapiju:



Krema za lice ÉRIDAN AQUA

Aloe vera - hrani kožu

Ulje marelice - snaga vitamina B17, hidratacija i blistavost

Hamamelis - snaga sužavanje pora



Krema za lice ÉRIDAN COLLAGEN BOOSTER

Morski kolagen - Osvježava, pomlađuje i regenerira kožu

Peptidi - Smanjuju bore i proširene pore

Hijaluronska kiselina - Snaga hidratacije kože

Krema za lice ÉRIDAN NIGHT GLOW VITAMIN C NOĆNA KREMA

5% Vitamin C - snaga sjaja i uklanjanja pigmentacijskih mrlja i nepravilnosti, blistavosti kože

Organsko ulje jojobe - hidratizira i omekšava kožu

Omega masne kiseline - obnavljaju elastičnost i sjaj kože, čine je jačom



Krema za lice ÉRIDAN SUPERFOOD

Hijaluronska kiselina - snaga hidratacije, elastičnost kože

Probiotik Bacillus - snaga zaglađivanja

Argireline Botox - anti-age, moć smanjivanja bora i proširenih pora, zateže kožu








Svestrani Face Gym 3u1 uređaj kombinira mikrostruju, EMS i LED terapiju za svakodnevnu njegu lica. Tonira mišiće, poboljšava konture i uljepšava rutinu. Dolazi s 3 nastavka, svaki s posebnom tehnologijom.

TEHNOLOGIJE:




Crveno, plavo, žuto, rozo.

LED THERAPY



Konturiranje lica.
Poboljšava tonus i čvrstoću kože, smanjuje bore, poboljšava cirkulaciju i učvršćuje konture lica.
Koristi se 3-4 puta tjedno.

EMS TECHNOLOGY



Tonus mišića lica.
Stimulira i tonizira mišiće, smanjuje bore, učvršćuje kožu i poboljšava izgled kože.


MICROCURENT
TECHNOLOGY

FACE GYM 3U1




Ublažava bore i pomaže u prevenciji nastajanja novih, potiče cirkulaciju i apsorpciju preparata u dublje slojeve kože. Smanjuje podočnjake i natečenost te stimulira limfu. Učinak podizanja i učvršćivanja.

TEHNOLOGIJE:



SONIC TECHNOLOGY

Svakodnevno čišćenje.
Zvučne vibracije visoke frekvencije ispod 20 kHz.
Dubinski čisti, smanjuje natečenost i poboljšava cirkulaciju.



EMS TECHNOLOGY

Konturiranje lica.
Poboljšava tonus i čvrstoću kože, smanjuje bore, poboljšava cirkulaciju i učvršćuje konture lica.
Koristi se 3-4 puta tjedno.



HOT THERAPY

Boost.
Otvora pore, potiče apsorpciju proizvoda za njegu kože, povećava protok krvi i kisika do stanica kože i poboljšava hidrataciju.

EYE WAND
EMS, SONIC & HOT





MASAŽER ZA PODRUČJE OKO OČIJU, HOT, LED, VIBRACIJA


Kombinacija sonic tehnologije, LED svjetla i toplinske kompresije omogućuje 7 načina rada, prilagodljivih svim tipovima kože. Zagrijavanje potiče cirkulaciju i priprema kožu za upijanje aktivnih sastojaka, dok vibracije pomažu njihovom prodiranju u dublje slojeve i potiču limfnu drenažu. Crveno LED svjetlo ima anti-age učinak i stimulira proizvodnju kolagena. Idealno i za mladenačku kožu.

TEHNOLOGIJE:



LED THERAPY

Neinvazivan, bezbolan tretman za više problema i stanja kože.
Može se koristiti svakodnevno.



RED LIGHT
THERAPY

Stimulira kolagen i smanjuje vidljivost bora, te ublažava upale i iritacije.




HOT THERAPY

Boost.
Otvora pore, potiče apsorpciju proizvoda za njegu kože, povećava protok krvi i kisika do stanica kože i poboljšava hidrataciju.




Pružava sve što treba za njegu kože – čistoću, hidrataciju, zategnutost i dugotrajan efekt pomlađivanja. Spojem EMS-a, radiofrekvencije i LED terapije pruža profesionalne rezultate kod kuće. Rješava akne, poboljšava tonus i dubinski njeguje kožu. Više načina rada prilagođava se različitim potrebama, a sveobuhvatna njega u jednom uređaju štedi vrijeme i pojednostavljuje rutinu.

TEHNOLOGIJE:




INFRARED LIGHT THERAPY

Ujednačavanje tena



NEGATIVE ION

Hidratacija kože



POSITIVE ION

Clean




HOT THERAPY

Boost




COLD THERAPY

Glow




ULTRASONIC TECHNOLOGY

Dubinsko čišćenje



MICROCURRENT TECHNOLOGY

Tonus mišića lica



EMS TECHNOLOGY

Konturiranje lica



RF TECHNOLOGY

Stimulacija proizvodnje kolagena



LED THERAPY



BLUE LIGHT

Antibakterijsko i protuupalno djelovanje

ANTI-AGE UREĐAJ ALL-IN-ONE



Koristi tri napredne tehnologije za optimalno pomlađivanje i njegu kože. S jednostavnim rukovanjem, idealan je za svakodnevnu upotrebu, a rezultati su vidljivi već nakon nekoliko tretmana. Pogodan je za sve tipove kože i nudi personaliziranu njegu lica i tijela.

TEHNOLOGIJE:



RF TECHNOLOGY

Stimulacija proizvodnje kolagena. Potiče proizvodnju kolagena i elastina, što značajno poboljšava čvrstoću, zaglađenost i elastičnost kože i smanjuje vidljivost bora i finih linija.


Koristi se 2-3 puta tjedno.



LED THERAPY

Neinvazivan, bezbolan tretman za više problema i stanja kože.

Može se koristiti svakodnevno.



EMS TECHNOLOGY

Konturiranje lica.

Poboljšava tonus i čvrstoću kože, smanjuje bore, poboljšava cirkulaciju i učvršćuje konture lica.

Koristi se 3-4 puta tjedno.

REMS, BEEA BEAUTY, ANTI-AGING UREĐAJ



GLAM, BEEA BEAUTY, LED MASKA ZA LICE

Nudi sigurnu, neinvazivnu i učinkovitu metodu za poboljšanje zdravlja i izgleda kože kod kuće. Tretira različite probleme kože, poboljšava teksturu i tonus te pruža dugoročne rezultate. Sigurna je za svakodnevnu upotrebu jer ne emitira UV zračenje, a predstavlja vrijedno ulaganje za profesionalnu njegu u udobnosti vašeg doma.


TEHNOLOGIJE:



Zdravlje kože.
Antibakterijsko i protuupalno djelovanje, kontrola sebuma, poboljšanje teksture kože.



**BLUE LIGHT
THERAPY**



Pomlađivanje - anti age kože.
Povećanje proizvodnje kolagena i elastina, smanjenje bora i finih linija, poboljšanje cirkulacije.



**RED LIGHT
THERAPY**



Glow efekt kože.
Regeneracija stranica kože - umiruje, hidratizira, smanjuje crvenilo i osjetljivost kože. Ujednačavanje tona kože - smanjuje hiperpigmentacije i tamne mrlje. Ubrzavanje zacjeljivanje kože.



**YELLOW LIGHT
THERAPY**




Integrirana LLLT tehnologija (Low Level Laser Therapy) u kombinaciji s ostalim tehnologijama ovaj uređaj čini idealnim za sve koji se bore za gubitkom kose i koji žele spriječiti njeno otpadanje. LLLT kontrolira lučenje sebuma na vlasištu, sprječava otpadanja kose, jača i aktivira postojeće folikule dlake.

TEHNOLOGIJE:



LOW LEVEL LASER
TECHNOLOGY

Produžuje fazu rasta dlake (anagenu fazu), čime se povećava gustoća i debljina kose te smanjuje upalu na vlasištu. Može poboljšati opće zdravlje vlasišta i učiniti kosu gušćom i jačom.



EMS TECHNOLOGY

Stimulira vlasište i jača folikulu kose.



LED LIGHT

Potiče proizvodnju kolagena za revitalizaciju i stimulaciju vlasišta.



NEGATIVE ION
THERAPY

Ispušta preko 20 milijuna negativnih iona, za trenutno zaglađenje kose.

VITA, BEEA BEAUTY, ČEŠALJ ZA
ANTI-AGING KOSE

BEFORE & AFTER



**Ankica, 70, rezultati nakon 6 mjeseca
- uređaj Eye Wand, FaceGym, REMS**

- višak kože i podočnjaci smanjeni
- tonus kože poboljššan na cijelom licu
- izrazito vidljiv anti-age učinak
- poboljšana tekstura kože
- oči otvorenije, smanjeni podočnjaci

- smanjene nazolabijalne bore
- glabela (bora mrštilica) plića i smanjena
- kapci podignutiji
- lice djeluje otvorenije
- koža djeluje čvršće, elastičnije i hidratizirano



**Martina, 46, rezultati nakon 2 mjeseca
- uređaj FaceGym, REMS**

- koža djeluje čvršće, elastičnije i vidljivo revitalizirano
- pore su uže i koža je življa
- jagodice su se podigle i dobile na volumenu
- podočnjaci su svjetliji i bolje prokrvljeni

- koža izgleda svježije i ujednačenije
- nazolabijalne bore su ublažene
- kore kod vanjskih kuteva usana su se smanjile
- barcode bore (pušačke bore) su pliće
- podočnjaci su svjetliji i bolje prokrvljeni



**Helena, 52, rezultati nakon 1 mjeseca
- uređaj REMS**

- višak kože i podočnjaci smanjeni
- tonus kože poboljšán na cijelom licu
- izrazito vidljiv anti-age učinak
- poboljšana tekstura kože
- ujednačenost tena, pročišćeno i revitalizirano

- vraćanje tonusa kože i mišićima
- manje izražene bore i fine linije
- usne s više punoće i bolja definicija
- koža djeluje čvršće, elastičnije i hidratizirano




**Lidija, 47, rezultati nakon mjesec dana
- uređaj REMS**

- poboljšana tekstura kože
- stimulacija kolagena i elastina
- smanjenje bora
- zdravija koža

NOVOSTI U 2025.

BEEA
BEAUTY



BEEA
SKIN

BEEA[®] SKIN



4 mode-a:

AIR-SHOT MODE:

Električne iglice + 417 nm plavo svjetlo, pomaže poboljšati elastičnost pora.

MC MODE:


Mikrostruja + 521 nm zeleno svjetlo, cilja područje oko očiju, linije osmijeha i usana.

BOOSTER:

Elektroporacija + 590 nm žuto svjetlo, pomaže u apsorpciji aktivnih sastojaka i njihovoj isporuci, istovremeno pojačavajući blistavost kože.

DERMA-SHOT:

EMS + 630 nm crveno svjetlo, stimulira kožu sklonu starenju i dublje mišiće lica kako bi se postigao čvršći tonus i kontura lica.



Uređaj s 3D zakrivljenom glavom prilagođava se licu – posebno **podbratku i vratu**, te ju učvršćuje i zateže. Spaja **LED svjetlosnu terapiju** (crveno, zeleno, plavo) s **EMS tehnologijom** za bolju teksturu kože.

Hvala!