



Table of Contents

01. Safety Instructions 1

02. Device Description 3

03. Preparing for Use 4

04. How to Use 5

05. Product Management 8

06. After-Sales Service 9

Safety Instructions TB-2386

※ Important Notice: This manual is available in two languages: English and Croatian. If any dispute or confusion arises caused by the translation, the English version shall prevail.

※ To ensure the proper operation of this device, please read this instruction manual carefully before using the device and keep it for further reference.

⚠️ WARNINGS

The following persons should not use this device:

- Persons with wounds, skin inflammation, or lumps.
- Persons with allergies or skin conditions such as dermatitis, etc.
- Do not use this device if you are pregnant or postpartum, as it may lead to skin concerns due to hormonal imbalances.
- Persons who suffer from seizures or epilepsy, congestive heart failure, or those undergoing radiation therapy or chemotherapy.

Do not use this device if your skin is sensitive to light. If you are taking photosensitizing agents or any other doctor-prescribed medication, please check the patient information leaflet before you start using this device. If the patient information leaflet states that it can cause photo-allergic or photo-toxic reactions, or if it specifies avoiding sun exposure when taking the medicine, please do not use the device. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental

capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision, or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

Cautious use of this device is advised if you have certain eye-related conditions, such as congenital retinal disorders.

If you have diabetes, please consult a doctor before using this device.

Discontinue use and consult a doctor if you experience any discomfort or abnormality while using the device. Prior to usage, always verify the condition of the device. Do not use it if it's damaged or broken.

⚠️ PRECAUTIONS

Use and store the device in a dry indoor environment.

Keep this device out of the reach of children.

Regularly clean the device to extend its lifespan.

Do not incinerate this device to prevent the risk of explosion.

When charging, be sure to use a standard USB adapter with the following specifications: DC 5V 1A. This helps prevent potential issues such as damage from high voltage or ineffective charging due to low current. This device has low battery voltage protection. If the charging indicator light flickers continuously and the device shuts down, the device battery is running low. Please make sure to fully charge the battery before using the device again.

If left unused for an extended period, it's recommended to charge the device once every six months.

Device Description TB-2386

Device Specifications

Name: GLAM LED Facial Mask

Model No.: TB-2386

Input: 5V 1A

Type of Battery: Li-polymer 3.7V 800mAh

Executive Standard: Q/XTM012-2020

Device Components (Picture 1)

① Main Unit
② Charging Cable
③ Instruction Manual

Picture 1

Device Features (Picture 2)

① Touch Switch
② Sensor Switch
③ Charging Indicator Light
④ LED Lamps (Light Therapy Mode):
- Red Mode, Yellow Mode, Blue Mode
⑤ USB Type-C Charging Port
⑥ Ear Hooks
⑦ Goggles

Picture 2

Preparing for Use TB-2386

Charging the Device

- Charging the device takes about 2.5 hours. A full battery allows for >60 minutes of continuous use.
- While charging, the charging indicator will flash a red light. Once fully charged, the charging indicator will light up continuously blue.
- This device has a low battery reminder. When the battery is low, the charging indicator light flashes blue 3 times with 3 'D' sounds. Please charge the device promptly. If the charging indicator light flashes red with 5 'D' sounds, the device will automatically shut down.
- This device does not come with an adapter. Please ensure that you use an adapter with an output of at least 1A. Turn ON/OFF
- Before starting, ensure that the device is sufficiently charged.
- Untie the ear hooks to activate the control switch and put the device into standby mode. Place the mask on your face to automatically start the light therapy mode.
- Remove the mask from your face to deactivate the light therapy mode and return to standby mode. If you have finished your session, fold the ear hooks to turn off the device. (Picture 3)

Picture 3

How to Use TB-2386

To ensure the correct operation of this device, please read the instructions carefully before use.

Before using the device for the first time, please remove the protective adhesive film from the front of the mask. (Picture 4)

Using the Device (Picture 5)

- Remove makeup and cleanse your skin.
- Unfold the ear hooks and place the mask on your face. Ensure the mask is properly in place by adjusting it to fit snugly around the eyes to prevent light leakage. The mask will automatically activate the light therapy mode.
- Press the touch switch twice to select the light therapy mode you want to use.
- Each mode operates in a 15-minute cycle. After 15 minutes, the device automatically deactivates the light mode and enters the standby mode.
- Remove the mask, fold the ear hooks, store the device, and proceed with your skincare routine.

※ Please close your eyes when placing or removing the device from your face to protect them from the LED lights.

Picture 4

Picture 5

Picture 6

Mode Switching: If the device is switched off without running out of battery, it will automatically activate the mode used in the last session when turned on again. However, if the device runs out of battery, it will revert to the default mode after being recharged. With the device activated in any mode, double-press the touch switch to cycle through red, blue, and yellow lights. (Picture 6)

Picture 6

Mode Function Description

※ You can choose the mode that best suits your skincare needs.

Mode	Firming Mode	Anti-Acne Mode	Brightening Mode
Technology	Red Light	Blue Light	Yellow Light
Effective Functions	Helps reduce wrinkles and fine lines. Helps stimulate the production of natural collagen to firm and plump the skin.	Helps reduce acne and prevent future breakouts by eliminating acne-causing bacteria. Gradually fades acne scars, providing a more even skin tone. Soothes skin redness and promotes a healthier complexion.	Soothing and anti-inflammatory, it helps reduce redness and inflammation. Helps heal and rejuvenate the skin, while also reducing sun damage. Helps lighten pigmentation. Prolonged usage can lead to a brighter and more even skin tone.
Use Frequency	For best results, use this device daily. We recommend selecting one mode per day and switching to another mode the following day. It is not advisable to repeat the same light therapy mode exposure.		

Product Management TB-2386

Safeguards

- Do not place or store this device where it can fall or in other situations that may cause external impact to the device.
- Store this device out of the reach of children.

Cleaning & Maintenance

- Ensure that the device is switched off before cleaning it.
- Do not rise or immerse this device in water or other liquid substances.
- Clean the surface of this device with a clean, slightly dampened cloth.
- Never use steel wool, abrasive cleaning products, chemicals, or cosmetic detergents to clean the device.

Storage

This device is equipped with a lithium battery. Keep it away from sunlight and avoid placing it near heat sources to prevent deformation, malfunction, and discoloration. Do not store it in humid or high-temperature environments. If you don't use the device frequently, ensure to charge it once every 6 months.

Disposal Information

Lithium batteries contain substances that can be harmful to the environment. To ensure responsible disposal and environmental protection: never incinerate this device, as it may pose the risk of explosion; do not dispose of this device with regular household waste. Instead, take it to an authorized recycling facility.

After-Sales Service TB-2386

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The device is not working properly.	The battery is running low or out of power.	Charge the device as guided in this instruction manual.
Other problems.		Please consult with your local distributor.

Note: If the device still does not work properly after using the above solutions, please stop using the device and contact the store or local distributor.

Warranty

※ Make sure that you receive an unopened box.

※ This warranty does not cover damages caused by the customer. In this case, the customer is responsible for covering the repair cost.

If you need to learn more about our products or if you need any information, please contact your local distributor or visit www.beauty.com.

Tablica sadržaja TB-2386

01. Sigurnosne upute 11

02. Opis uređaja 13

03. Priprema za upotrebu 14

04. Kako koristiti 15

05. Upravljanje proizvodom 18

06. Post prodajna usluga 19

Sigurnosne upute TB-2386

※ Važna obavijest: Priručnik je dostupan na dva jezika: engleskoj i hrvatskoj. Ako dođe do bilo kakvih nesporazuma prednost ima engleska verzija.

※ Da biste osigurali pravilno funkcioniranje ovog uređaja, detaljno pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe uređaja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

⚠️ UPOZORENJA

Sjedeće osobe ne smiju koristiti ovaj uređaj:

- Osobe s ranama, upalom kože ili kvržicama.
- Osobe s alergijama ili stanjima kože kao što su dermatitis i sl.
- Ne koristite ovaj uređaj ako ste trudni ili nakon poroda, jer može uzrokovati probleme s kožom zbog hormonalnih neravnoteža.
- Osobe koje boluju od epilepsije, zatajenja srca, ili one koje se podvrgavaju radioterapiji ili kemoterapiji.

Nemojte koristiti ovaj uređaj ako je vaša koža osjetljiva na svjetlost. Ako uzimate fotosenzibilizirajuće tvari ili bilo koji drugi lijek koji je propisao liječnik, provjerite uputu za lijek prije nego što počnete koristiti ovaj uređaj. Ako uputa za lijek navodi da može izazvati fototoksične ili fototoksične reakcije, ili ako preporučuje izbjegavanje izlaganja suncu tijekom uzimanja lijeka, nemojte koristiti uređaj. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) s smanjenim tjelesnim, osjetilim ili mentalnim sposobnostima.

Prekinite upotrebu i posavjetujte se s liječnikom ako osjetite bilo kakvu nelagodnu ili uočite bilo kakvu abnormalnost.

Prije upotrebe uvijek provjerite stanje uređaja. Nemojte ga koristiti ako je oštećen ili pokvaren.

⚠️ MJERE OPREZA

Koristite i čuvajte proizvod u suhom unutarnjem prostoru.

Prilikom rukovanja ovim uređajem, osigurajte da su vam ruke suhe i čiste.

❌ Ovaj uređaj je kućanski aparat, a ne medicinska oprema. Nije prikladan za dijagnozu, liječenje ili druge komercijalne svrhe.

Ne koristite ovaj uređaj u blizini kade, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.

Držite ovaj uređaj izvan dohvata djece.

Redovito čistite uređaj kako biste produžili njegov vijek trajanja.

Nemojte spaljivati ovaj uređaj kako biste spriječili rizik od eksplozije.

Prilikom punjenja, obavezno koristite standardni USB adapter sa sljedećim specifikacijama: DC 5V 1A. To pomaže spriječiti potencijalne probleme poput oštećenja od visokog napona ili neučinkovitog punjenja zbog niske struje.

Ovaj uređaj ima zaštitu od niskog napona baterije. Ako indikator treperi i uređaj se ugasi ubrzo nakon uključivanja, baterija je pri kraju. Molimo vas da potpuno napunite bateriju prije nego što ponovno koristite uređaj. Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme, preporuča se napuniti ga svakih šest mjeseci.

Opis uređaja TB-2386

Specifikacije uređaja

Ime proizvoda: GLAM LED Facial Mask

Kataložni broj: TB-2386

Ulaz: 5V 1A

Tip baterije: Li-polymer 3.7V 800mAh

Izvršni standard: Q/XTM012-2020

Značajke uređaja (Slika 2)

① Senzor dodira
② Prekidnač senzora
③ Indikator svjetla za punjenje
④ LED svjetla (Način rada svjetlosne terapije):
- Crveni, Žuti, Plavi
⑤ USB Type-C priključak za punjenje
⑥ Ušne kape
⑦ Nožice

Komponente uređaja (Slika 1)

① Glavna jedinica
② Kabel za punjenje
③ Upute za korištenje

Slika 1

Slika 2

Priprema za upotrebu TB-2386

Punjenje uređaja

- Punjenje uređaja traje oko 2.5 sata. Potpuno napunjena baterija omogućuje >60 minuta kontinuirane upotrebe.
- Tijekom punjenja, indikator punjenja trepće crvenom svjetlošću. Kada je potpuno napunjen, indikator punjenja svijetli kontinuirano plavo.
- Ovaj uređaj ima obavijest o niskoj bateriji. Kada baterija postane niska, indikator punjenja trepće plavo 3 puta uz 3 zvučna signala 'D'. 'D'. 'D'. Molimo vas da odmah napunite uređaj. Ako indikator punjenja trepće crveno uz 5 zvučnih signala (5x 'D', 'D', ...), uređaj će se automatski isključiti.
- Ovaj uređaj ne dolazi s adapterom. Molimo osigurajte da koristite adapter s izlazom od najmanje 1A.

Uključivanje/isključivanje

- Prije početka, provjerite je li uređaj dovoljno napunjen.
- Rasvortite naočale kako biste aktivirali kontrolni prekidač i stavite uređaj u stanje pripravnosti. Stavite masku na lice kako biste automatski pokrenuli način svjetlosne terapije.
- Uklonite masku s lica kako biste deaktivirali način svjetlosne terapije i vratili se u stanje pripravnosti. Ako ste završili sesiju, sklopite naočale kako biste isključili uređaj. (Slika 3)

Picture 3

Kako koristiti TB-2386

Kako biste osigurali ispravno korištenje ovog uređaja, pažljivo pročitajte upute prije upotrebe.

Prije prvog korištenja uređaja, uklonite zaštitni adhezivni film s prednje strane maske. (Slika 4)

Korištenje uređaja (Slika 5)

- Uklonite šmirku i očistite kožu.
- Rasvortite naočale i stavite masku na lice. Provjerite je li maska pravilno postavljena tako da se čvrsto prilagođava oko očiju kako biste spriječili curenje svjetla. Maska će automatski aktivirati način svjetlosne terapije.
- Pritisnite dodirni prekidač dvaput da biste odabrali način svjetlosne terapije koji želite koristiti.
- SVAKI NAČIN RADA funkcionira u ciklusu od 15 minuta. Nakon 15 minuta, uređaj automatski deaktivira način svjetla i prelazi u stanje pripravnosti.
- Uklonite masku, sklopite naočale, pohranite uređaj i nastavite s vašom rutinom njege kože.

※ Molimo vas da zatvorite oči prilikom postavljanja ili uklanjanja uređaja s lica kako biste ih zaštitili od LED svjetla.

Picture 4

Picture 5

Picture 6

Prebacivanje načina rada: Ako se uređaj isključuje bez da se baterija isprazni, automatski će aktivirati način koji je korišten u posljednjoj sesiji kada se ponovno uključi. Međutim, ako uređaj potpuno izgubi energiju, vratit će se na zadani način rada nakon punjenja. Kada je uređaj aktivan u bilo kojem načinu, dvaput pritisnite dodirni prekidač kako biste prešli između crvene, plave i žute svjetlosti. (Slika 6)

Picture 6

Opis funkcije načina rada

※ Možete odabrati način rada koji najbolje odgovara vašim potrebama njege kože.

Način rada	Mod učvršćivanja	Mod protiv akni	Mod ujednačavanja tena
Technologie	Red light	Blue Light	Yellow Light
Učinkovite funkcije	Pomaže smanjenju bora i finih linija. Potiče proizvodnju prirodnog kolagena za čvrstoću i voluminaciju kože. Umiruje crvenilo kože i poboljšava zdravlje tena.	Pomaže u smanjenju akni i sprječavanju budućih izbijanja eliminiranjem bakterija koje uzrokuju akne. Postupno smanjuje ožiljke od akni, pružajući ujednačen ton kože. Smanjuje upalu i regulira proizvodnju ulja.	Umirujuće i protuupalno, pomaže u smanjenju crvenila upale. Pomaže u obnovi i pomlađivanju kože, istovremeno smanjujući oštećenja uzrokovana suncem. Pomaže u posvjetljavanju pigmentacija.
Frekvencija upotrebe	Za najbolje rezultate, koristite ovaj uređaj svakodnevno. Preporučujemo odabir jednog načina rada svaki dan i prelazak na drugi način rada sljedećeg dana. Nije preporučljivo ponavljati isti način svjetlosne terapije.		

Upravljanje proizvodom TB-2386

Zaštitne mjere

- Nemojte postavljati ili pohranjivati ovaj uređaj na mjesto gdje može pasti ili u druge situacije koje mogu uzrokovati vanjski udar na uređaj.
- Pohranite ovaj uređaj izvan doseg djece.

Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja, pobrinite se da je uređaj isključen.
- Nemojte ispirati ili uranjati ovaj uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Očistite površinu uređaja s čistom, lagano vlažnom krpom.
- Nikada ne koristite čeličnu spužvicu, abrazivne proizvode za čišćenje, kemikalije ili korozivne deterdžente za čišćenje uređaja.

Skladštenje

Ovaj uređaj je opremljen litijском baterijom. Držite ga podalje od sunčeve svjetlosti i izbjegavajte stavljanje u blizinu izvora topline kako biste spriječili deformaciju, kvarenje i promjenu boje. Ne skladištite ga u vlažnim ili visokotemperaturnim okruženjima. Ako uređaj ne koristite često, redovito ga punite svaka 6 mjeseci.

Informacije o odlaganju

Litijske baterije sadrže tvari koje mogu biti štetne za okoliš. Kako biste osigurali odgovorno odlaganje i zaštitu okoliša, nikada ne spaljujte ovaj uređaj, jer može doći do eksplozije; nemojte odlagati ovaj uređaj s običnim kućnim otpadom. Umjesto toga, odnesite ga na ovlaštenu reciklažnu lokaciju.

名称: TB-2386说明书

尺寸: 72*135mm

材质: 105g 哑粉纸+钉装 中间打单钉 20P

颜色: 单黑

版本号	变更内容	修订人	日期
A0		姚宋凤	20240327
A1	改尺寸	姚宋凤	20240809
A2			
A3			
A4			
A5			

审核

TOUCHBeauty	产品专员	标准工程师	文案策划中文	文案策划英文	包装设计师	日期
审核具体内容	产品描述/使用前准备/使用方法/清洁保养(文案、图片、条码)	注意事项、产品规格、认证标志、存放、回收、故障排除	语言润色、错别字、标点符号及格式纠正(文案、图片、地址)	语言润色、错别字、标点符号及格式纠正(文案、图片、地址)		
确认盖章					姚宋凤	20240809
版本号	A0					

注: 如有不用盖章的文件, 请对对应工程师在自己盖章的部份画上斜杠

Post prodajna usluga TB-2386

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi ispravno.	Baterija je pri kraju ili je potpuno prazna.	Napunite uređaj prema uputama u ovom priručniku.
Ostali problemi		Molimo konzultirajte se s vašim lokalnim distributerom

Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon što ste koristili gore navedena rješenja, prestanite ga koristiti i kontaktirajte trgovinu ili lokalnog distributera.

Jamstvo

※ Provjerite da ste primili neovorenu kutiju.

※ Ovo jamstvo ne pokriva štete uzrokovane od strane kupca. U tom slučaju, kupac je odgovoran za pokrivanje troškova popravka.

Ako trebate više informacija o našim proizvodima ili ako trebate bilo kakve informacije, molimo kontaktirati vašeg lokalnog distributera ili posjetite www.beauty.com

Jamstveni list

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda.

Trajanje jamstva je 2 godine. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovinu u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produžuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vršenja popravne stvari. Ako je zamjenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći od datuma popravka.

Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon što ste koristili gore navedena rješenja, prestanite ga koristiti i kontaktirajte trgovinu ili lokalnog distributera.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predloži ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod oštećen, popravljen ili popravljen od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećenjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen.

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošača prava zaštitu u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis:

Penkis-Info d.o.o.
Slavonska avenija 72, Zagreb,
servis@penkis-info.hr
mob: +385 91 3344 271

Datum kupnje: _____ Pečat i potpis: _____