

Upute za upotrebu





BEEABeauty

TB-2187


ALL-IN-ONE
uređaj za njegu lica
CANC, RF, LED, ION, Hot&Cold
ANTI AGING



UPOZORENJA

-  Ovaj uređaj nije igračka i nije prikladan za upotrebu na djeci. Držite ga izvan dohvata djece.
-  Uvijek provjerite uređaj prije nego počnete s njegovom upotrebom. Ne koristite ga ako je uređaj oštećen ili slomljen.
-  Ako se koristi u suhoj primjeni, uređaj može generirati statički elektricitet, to je normalno i ne utječe na njegovu upotrebu.
-  Držite USB kabel za punjenje i punjač uređaja suhim.

MJERE OPREZA

-  Ne koristite ovaj uređaj u sljedećim situacijama:
 - Trudnice ili dojilje; djeca; ljudi koji imaju srčani stimulator ili drugu elektroničku medicinsku opremu; ljudi s alergijskim reakcijama.
 - Ako imate kožne bolesti, poput otvorenih rana, gljivičnih infekcija, ekcema, osipa, opekline, opekotina od sunca, abnormalnog zarastanja rana, nanesenu šminku itd.

- Osobe s dijabetesom, sistemskim lupusom, porfirijom, zatajenjem srca, poremećaje krvarenja, povijest imunosupresivnih bolesti (uključujući HIV infekciju i AIDS), itd.
 - Ne koristite ovaj uređaj istovremeno s bilo kojom medicinskom elektroničkom opremom kao što su srčani stimulator, unutarnji defibrilator, ako imate aritmije ili poznatu srčanu bolest.
 - Ne koristite ovaj uređaj ako imate veću metalnu površinu, piercinge, nakit ili madeže na području upotrebe.
 - Ne koristite ovaj uređaj ako primate terapiju zračenjem ili kemoterapiju.
 - Osobe s bolestima koje se pogoršavaju zagrijavanjem, poput herpes simplex virusa.
- ⊗ Ne koristite ovaj uređaj ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
- Ako vam se koža trenutno tretira ili je nedavno tretirana alfa-hidroksi kiselinama (AHA), beta-hidroksi kiselinama (BHA), lokalnim izotretinoinom i azelaičnom kiselinom.
 - Ako ste uzeli bilo koju vrstu lijeka Accutane A ili Roaccutane A u posljednjih šest mjeseci.
 - Ako uzimate lijekove koji povećavaju osjetljivost na svjetlost ili bilo koji drugi lijek propisan od strane liječnika, molimo provjerite uputu za pacijenta prije nego što počnete koristiti ovaj uređaj. Ako uputa za pacijenta navodi da može izazvati fotoalergijske ili fototoksične reakcije ili ako se navodi da trebate izbjegavati izlaganje suncu tijekom uzimanja lijeka, nemojte koristiti uređaj.

- Ako uzimate antikoagulantne lijekove, uključujući velike doze aspirina, koristite uređaj najranije jedan tjedan nakon što prestanete s terapijom. Uređaj koristite isključivo prema preporukama, izbjegavajući botoxom tretirana područja unutar 2-3 tjedna nakon botox tretmana, te se savjetujte s dermatologom prije upotrebe.

Ovaj uređaj je pogodan za upotrebu na licu (čelo, obrazi, brada). Nikada ga nemojte koristiti na kapcima, usnama, prsima, području genitalija, grlu ili na područjima na kojima ste imali operaciju ili depilaciju. Ako vaša koža reagira na svjetlost ili je sklona alergijskim reakcijama, nemojte koristiti svjetlosnu terapiju. Nemojte gledati izravno u izvor svjetlosne terapije. Ne koristite svjetlosnu terapiju na koži ako područje tretmana ima infekcije, ekceme, opekline, upale folikula dlake, otvorene ogrebotine, herpes, rane ili lezije, hematome itd. Nemojte gledati izravno u LED svjetlo. Koristite zaštitu za oči tijekom tretmana svjetlosnom terapijom, poput sunčanih naočala ili zaštitnih naočala (nisu uključene). Ne popravljajte, rastavljajte ili modificirajte uređaj sami jer nepravilno rukovanje ga može oštetiti. Ne koristite ovaj uređaj u druge svrhe. Redovito čistite površinu uređaja i pribor kako biste produžili njihov vijek trajanja.

Preporučuje se korištenje gela kompatibilnog s ovim uređajem (kupuje se zasebno). Korištenje bilo koje druge kreme ili gela može utjecati na normalno funkcioniranje ovog uređaja i njegovu radio frekvencijsku funkciju.

Opis uređaja

TB-2187

🔌 Specifikacije uređaja

Naziv: All-In-One Uređaj za njegu lica BEEA Beauty, CANC, RF - Anti Aging

Model broj: TB-2187

Ulaz: 5V / 2A


Snaga: 3.7V / 8.5W

Tip baterije: Li-polimer 3.7V 1500mAh

Komponente uređaja

- ① Glavna jedinica
- ② Postaja za punjenje
- ③ Kabel za punjenje


- ④ Krpica za čišćenje
- ⑤ Vrećica za pohranu
- ⑥ Upute za upotrebu



Slika 1

🔦 Karakteristike uređaja

- ① Glava za masažu lica
- ② Glava za parcijalnu masažu
- ③ Magnetni pamučni prsten
- ④ Gumb za uključivanje/isključivanje i odabir načina rada
- ⑤ Gumb za podešavanje razine intenziteta
- ⑥ Indikator CANC
- ⑦ Indikator načina rada
- ⑧ Indikatori razine intenziteta
- ⑨ Otvori za hlađenje
- ⑩ Elektrodni senzor
- ⑪ USB-C priključak za punjenje



Slika 2

※ Baterija je slabo napunjena prije prvog korištenja uređaja. Napunite uređaj pomoću USB kabela.

🔌 Punjenje uređaja





- Ovaj uređaj ima bežični sustav punjenja. Prije nego što počnete puniti uređaj, umetnite jedan kraj kabela za punjenje u postaju za punjenje i drugi kraj priključite na adapter (nije uključen u pakiranje). Povežite adapter s električnom utičnicom. Pazite da koristite adapter s izlaznom strujom većom od 5V / 1A.

Stavite uređaj na postaju za punjenje da započnete punjenje. (Slika 3)


Punjenje uređaja traje oko 5 sati. Puna baterija omogućuje otprilike 60 minuta neprekidne upotrebe. Tijekom punjenja, indikatori razine intenziteta trepere u ciklusu. Kada je potpuno napunjen, svi indikatori razine intenziteta neprekidno svijetle. (Slika 4)



Slika 3

- Ako je baterija slaba, indikatori načina rada i razine intenziteta trepere 5 puta istovremeno, a uređaj se automatski isključuje.
- **Uključivanje-isključivanje i prekidač načina rada:**
 - ✘ Prekidač za napajanje/razinu intenziteta  i gumbi za podešavanje razine  imaju dizajn dodira i pritiska.
 - Kada pritisnete gumb  prstom, uređaj će vibrirati kako bi pokazao da je pritisnut ispravno područje. Morat ćete primijeniti pritisak da ga uključite. Ako pritisnete gumb i nema vibracija, trebat ćete ponovno prilagoditi položaj prsta.
 - Ako gumb  ne vibrira za vrijeme pritiska, pritisnite gumb jače.


Slika 4



※ Upute za uporabu


| Funkcija | Opis funkcije | Način korištenja | Razina intenziteta |
|--------------------------------|---|---|--|
| Uključivanje/ isključivanje | / | Pritisnite i držite  | / |
| Način rada CLEAN | Pozitivni ioni + vibracije | Prvo paljenje uređaja pokreće zadani način rada CLEAN | Pritisnite  za izmjenu intenziteta - 3 razine. Pritisnite dva pute brzo da uključite ili isključite vibraciju. |
| Način rada HOT | EMS + toplinska terapija + vibracije | Pritisnite  1 put | Pritisnite  za izmjenu EMS intenziteta - 3 razine. Pritisnite dva pute brzo da uključite ili isključite vibraciju. |
| Način rada RF | RF + EMS + MC+ crveno + infracrveno svjetlo | Pritisnite  1 put | Pritisnite  za izmjenu RF intenziteta - 3 razine. |
| Način rada MOIST | Negativni ioni + vibracije | Pritisnite  1 put | Brzi pritisak  za izmjenu intenziteta vibracije - 3 razine. Pritisnite dva puta brzo da isključite ili isključite vibraciju. |
| Način rada ACNE | Red & blue mix svjetlo + infracrveno svjetlo + toplinska masaža | Pritisnite  1 put | / |
| Način rada COOL | Hladna masaža | Pritisnite  1 put | / |

- Možete mijenjati načine u ciklusu: **CLEAN→HOT→RF→MOIST→ACNE→COOL**. Prilikom prebacivanja između načina rada, indikator svakog odgovarajućeg načina svijetli. (Slika 5)



- Intenzitet se može podešavati u ciklusu: **Razina 1 → Razina 2 → Razina 3**. Kada prelazite između razina intenziteta, odgovarajući indikator svijetli. Ako se razina intenziteta odabranog načina ne može podešavati, indikator razine intenziteta se isključuje. (Slika 6)

- Neke funkcije dijela masažne glave aktiviraju se istovremeno s masažnom glavom za lice. Možete koristiti dio masažne glave prema svojim potrebama:



| Način rada | CLEAN | HOT | RF | MOIST | ACNE | COOL |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Funkcija uključena | Pozitivni ioni + vibracija | EMS + vibracije | RF+EMS+MC | Negativni ioni + vibracija | / | / |


⚠ NAPOMENE

- Kada koristite dio masažne glave, pobrinite se da srednje područje dolazi u kontakt sa kožom tako da su obje elektrode u kontaktu s kožom. (Slika 7)
- Kada trebate koristiti RF način rada glave za njegu, koristite najnižu razinu intenziteta jer je koža oko očiju osjetljiva. Ne dodirujte kapke i očne jabučice prilikom korištenja ovog uređaja.

※ Kada koristite CLEAN/MOIST načine, pobrinite se da prsti dodiruju senzor elektrode tijekom korištenja uređaja. (Slika 8)



Slika 7



Slika 8

※ Ovaj uređaj ima funkciju memorije. Automatski aktivira način rada koji ste koristili prije isključivanja uređaja. Međutim, ako uređaj ostane bez baterije, aktivira zadane postavke načina rada nakon punjenja.

🐾 Predstavljanje CANC znanstvene njege kože:

※ Ovaj način kombinira upotrebu uređaja za njegu kože i proizvoda vanjske primjene za njegu kože kako bi se povećala učinkovitost. Ova znanstvena metoda 4 koraka - Čišćenje - Aktivacija - Njega - Skrb daje život CANC modelu njege kože kroz funkcije ovog uređaja

※ Ovaj uređaj ne uključuje proizvode za njegu kože. Možete koristiti svoje omiljene proizvode za njegu kože.

| CANC čišćenje – aktivacija – njegovanje, briga lica u 4 koraka: | Funkcija i preporučena upotreba | Primjena s proizvodima za njegu kože |
|--|-------------------------------------|--|
| 1.[C] Čišćenje (Clean) Dubinski čisti kožu. | CLEAN (Svakodnevna upotreba) | Uklonite šminku, napravite dvostruko čišćenje. Koristite vatu i sredstvo za uklanjanje šminke. |
| 2.[A] Aktivacija (Activate) Aktivira kožu i otvara pore. | HOT (Svakodnevna upotreba) | Otvorite pore i poboljšajte apsorpciju. Koristite s tonikom ili maskom za lice. |
| 3.[N] Njega (Nourish) Fotoelektrična ljepota potiče apsorpciju. | RF (2–3 dana tjedno) | Protiv starenja: pomaže zatezanju kože uz upotrebu posebnog gela. |
| | MOIST (Svakodnevna upotreba) | Poboljšava apsorpciju, nakon nanošenja esencije. |
| | ACNE (po potrebi) | Smanjuje pojave akni. Koristite izravno na koži ili s proizvodima za njegu kože kod akni. |
| 4.[C] Skrb (Care) Zaključava hranjive tvari i povećava razinu hidratacije. | COOL (Svakodnevna upotreba) | Pomaže zatezanju pora, umiruje kožu. Koristite nakon nanošenja losiona ili hidratantne kreme. |

Kako koristiti:


TB-2187



※ Da biste osigurali ispravno funkcioniranje ovog uređaja, molimo pažljivo pročitajte upute prije upotrebe.



👁️ Korištenje uređaja


● Očistite kožu prije upotrebe uređaja i pobrinite se da je uređaj napunjen.

※ Način upotrebe

| CANC | Način rada | Funkcija | Preporučeni način korištenja | Tehnika korištenja |
|----------|------------|---|---|--|
| C | CLEAN | Način rada čišćenja lica: Pozitivni ioni + vibracije za čišćenje | <ol style="list-style-type: none">① Uklonite magnetski prsten. Stavite vatu na površinu masažne glave i pritisnite magnetski prsten da fiksirate vatu.② Nanesite svoje uobičajeno sredstvo za skidanje šminke na vatu.③ Uključite uređaj i odaberite način rada CLEAN.④ Prilagodite intenzitet vibracija prema svojim preferencijama.⑤ Čistite kožu kružnim pokretima prema ilustraciji.⑥ Nakon upotrebe, isključite uređaj. |  |

| CANC | Način rada | Funkcija | Preporučeni način korištenja | Tehnika korištenja |
|------|------------|--|---|--|
| q | HOT | Način rada revitalizacije: EMS + topla masaža + vibracije | <ol style="list-style-type: none"> ① Nanesite toner ili masku za lice na kožu. ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada HOT. ③ Prilagodite intenzitet EMS-a prema toleranciji vaše kože. ④ Nanesite masažnu glavu za lice na kožu i masirajte prema ilustraciji. Koristite ovaj način rada 4-6 minuta po sesiji. ⑤ Nakon upotrebe, isključite uređaj. |  |
| n | RF | Način rada protiv starenja: RF (2 MHz) + EMS + MC + crvena svjetlost + infracrvena svjetlost | <ol style="list-style-type: none"> ① Ravnomjerno nanesite gel na bazi vode na lice. ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada RF. ③ Prilagodite intenzitet RF-a prema toleranciji vaše kože. ④ Masirajte kožu masažnom glavom za lice kružnim pokretima prema ilustraciji. Koristite ovaj način rada 4-6 minuta po sesiji. ⑤ Nakon upotrebe, operite lice. |  |

| CANC | Način rada | Funkcija | Preporučeni način korištenja | Tehnika korištenja |
|------|------------|--|---|--|
| | MOIST | Način rada pojačavanja: Negativni ioni + vibracije | <ol style="list-style-type: none"> ① Nanesite esenciju na kožu. ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada MOIST. ③ Prilagodite intenzitet vibracija. ④ Masirajte lice kružnim pokretima prema ilustraciji. Koristite ovaj način rada 4-6 minuta po sesiji. ⑤ Nakon upotrebe, isključite uređaj. |  |
| | ACNE | Način rada za akne: Mješavina crvene i plave svjetlosti + infracrvena svjetlost + topla masaža | <ol style="list-style-type: none"> ① Možete nanijeti kozmetičke proizvode za njegu kože s aknama na područja sklonim aknama, ovisi o potrebama vaše kože). ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada ACNE. ③ Masirajte lice laganim kružnim pokretima prema ilustraciji. Koristite ga dva puta dnevno, 5 minuta po sesiji. ④ Nakon upotrebe, isključite uređaj. |  |

| CANC | Način rada | Funkcija | Preporučeni način korištenja | Tehnika korištenja |
|----------|------------|---|---|---|
| C | COOL | Način rada COOL: Terapija hlađenja | <ul style="list-style-type: none"> ① Nanesite toner ili masku za lice. ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada COOL. ③ Nanesite masažnu glavu za lice na kožu i masirajte prema ilustraciji. Koristite ovaj način rada 4-6 minuta po sesiji. ④ Nakon upotrebe, isključite uređaj. |  |

Kombinacija načina rada:

- Dnevna njega kože: ① Operite lice → ② CLEAN → ③ HOT → ④ MOIST → ⑤ COOL.
- Protiv starenja: Preporučuje se korištenje RF-a 2-3 puta tjedno. Prilikom korištenja slijedite preporučeni redoslijed: ① Operite lice → ② CLEAN → ③ HOT → ④ RF → ⑤ MOIST → ⑥ COOL.

Koristite ovaj uređaj redovito za optimalne rezultate.

- Akne: Ne koristite ovaj način rada ako nemate akne. Ako imate kožu sklonoj aknama ili aktivne akne, koristite ovaj način rada dva puta dnevno. Koristite način rada ACNE prije COOL načina rada.

👁️ NAPOMENE

✂️ Prilikom korištenja funkcije radiofrekvencije (RF način rada):

- Skinite sav nakit s tijela prije upotrebe uređaja, uključujući naušnice, prstene, ogrlice itd.
 - Ponovno nanesite gel ako vam koža postane suha tijekom upotrebe.
 - Za nove korisnike, testirajte gel ili esenciju na koži 24 sata prije početne upotrebe. Nanesite malu količinu gela ili esencije na unutrašnju stranu ruke kako biste se uvjerali da ne uzrokuje reakciju kože.
 - Koristite uređaj s gelom ili esencijom na unutrašnjoj strani ruke 24 sata prije nego što koristite uređaj. Nakon upotrebe, koža može pokazivati znakove crvenila ili blago natečen izgled tijekom kratkog vremena. Ako ove reakcije ne nestanu u roku od 24 sata, obratite se liječniku.
 - Izbjegavajte predugo korištenje uređaja na obrazima ili na područjima na kojima ne želite smanjenje volumena.
 - RF funkcija pruža osjećaj topline. Ako osjećate da temperatura nije dovoljna za vašu kožu, usporite pokrete masaže.
 - Tijekom upotrebe, ne ostavljajte uređaj na jednom mjestu duže od 2-3 sekunde. Pazite da uređaj pomičete po koži kako biste spriječili manje opekline zbog različite osjetljivosti i tolerancije kože.
 - Osjet kože i rezultati mogu varirati od osobe do osobe i područja korištenja.
- ✂️ Prilikom korištenja funkcije svjetlosne terapije (RF/akne način rada):
- Ne gledajte direktno u izvor svjetlosti.

Čišćenje i održavanje

- ✘ Očistite uređaj čistom, lagano navlaženom krpom prije i poslije korištenja.
- Uvijek se pobrinite da isključite uređaj prije čišćenja.
- Nemojte uranjati ili čistiti uređaj izravno vodom ili drugim tekućim tvarima.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva, kemikalije ili korozivna deterdžente za čišćenje uređaja.

Skladištenje

- Ovaj uređaj ima ugrađenu litij-ionsku bateriju. Nemojte ostavljati ili skladištiti uređaj na vrućim i vlažnim mjestima. Ako uređaj ne koristite često, pobrinite se da napunite bateriju prije nego što je spremite.

Odlaganje baterija

- Litij-ionske baterije sadrže tvari koje mogu onečistiti okoliš. Ne odlažite ovaj uređaj s kućnim otpadom. Umjesto toga, predajte ga na reciklažno dvorište kako biste pridonijeli zaštiti okoliša.

 Rješavanje problema

| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|--|---|---|
| Uređaj ne radi. | Baterija je prazna. | Napunite uređaj prema uputama za upotrebu. |
| Ne osjeća se toplina ili mikrostruja na koži. | Nedovoljno gela ili esencije je nanoseno na kožu. | Nanesite više gela ili esencije. |
| | Kretanje masažnom glavom je prebrzo. | Usporite pokrete masažnom glavom. |
| | Uređaj je prestao s radom. | Upravljajte masažnom glavom polako i ravnomjerno. |
| Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon korištenja gore navedenih rješenja, prestanite koristiti i obratite se trgovini ili lokalnom distributeru. | | |

Jamstveni list

※ Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda

- Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem .Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis:

Feniks-Info d.o.o.





Slavonska avenija 72, Zagreb,

servis@feniks-info.hr




tel 01/6395 281

Datum kupnje: _____ Pečat i potpis: _____

WARNING

-  This device is not a toy and is not suitable for children. Please keep it out of childrens reach.
-  Always verify the device before you start using it, do not use it if the device is damaged or broken.
-  If used dry (without face product) this device may generate static electricity. This is normal and does not affect its use.
-  Keep the USB charging cable and the device's charging station dry.

PRECAUTIONS

-  Do not use this device in the following situations:
 -  Pregnant women or while nursing; children; people who have a pacemaker or other electronic medical equipment; people with allergic reactions.
 -  If you have skin conditions, such as open wounds, ringworm, eczema, rash, burns, sunburns, abnormal wound healing, with makeup on etc.

- People with diabetes, lupus erythematosus, porphyria or congestive heart disease, bleeding disorder, history of immunosuppressive diseases (including HIV infection and AIDS), etc.
 - Do not use this device in conjunction with any medical electronic equipment such as a pacemaker, internal defibrillator, etc. Do not use it if you have an arrhythmia or any known heart disease.
 - Do not use this device if you have metal implants, piercings, jewelry, or moles in the area of use.
 - Do not use this device if you are receiving radiation therapy or chemotherapy treatments.
 - People with heating-stimulating diseases, such as herpes simplex virus.
- ⚠ Do not use this device if you take any of the following medications:
- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin, and azelaic acid.
 - If you have taken any form of Accutane A or Roaccutane A within the past six months.
 - If you are taking photosensitizing agents or any other doctor-prescribed medication, please check the patient information leaflet before you start using this device. If the patient information leaflet states that it can cause photo-allergic or photo-toxic reactions, or if it specifies avoiding sun exposure when taking the medicine, please do not use the device.

- If you take anticoagulant medication, including large doses of aspirin, only use the device one week after you stopped the treatment. Use the device exclusively according to the recommendations, avoiding botox-treated areas within 2-3 weeks after the botox treatment, and consult a dermatologist before use.

This device is suitable to use on the face (forehead, cheeks, chin). Never use it on the eyelids, lips, chest, genital area, throat, or on areas where you have had surgery or epilation. If your skin is light-sensitive or prone to allergic reactions, do not use light therapy. Do not stare at the light therapy source. Do not use light therapy on your skin if the treatment area has infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, herpes, wounds or lesions, hematomas, etc. Do not look directly at the LED light. Use eye protection during the light therapy treatment, such as sunglasses or protective goggles (not included). Do not repair, disassemble or modify the device by yourself, as improper handling may damage it. Do not use this device for any other purpose. Clean this device surface and accessories regularly to extend their lifespan. It is recommended to use a gel compatible with this device (purchase separately). Using any other cream or gel may affect the normal operation of this device and its RF function.

Device Description

TB-2187

🔍 Device Specifications

Name: All-In-One Facial care device BEEA Beauty, CANC, RF - Anti-Aging

Model No.: TB-2187

Input: 5V / 2A

Power: 3.7V / 8.5W

Type of Battery: Li-poly 3.7V 1500mAh

Device Components

① Main Unit


② Charging Dock

③ Charging Cable

④ Cleaning Cloth

⑤ Storage Bag


⑥ Instruction Manual



Picture 1

🔦 Device Features

- ① Facial Massage Head
- ② Partial Massage Head
- ③ Magnetic Cotton Ring
- ④ Power/Mode Switch Button
- ⑤ Intensity Level Button
- ⑥ CANC Indicator
- ⑦ Mode Indicator
- ⑧ Intensity Level Indicators
- ⑨ Cooling Vents
- ⑩ Electrode Sensor
- ⑪ Type-C Charging Terminal



Picture 2

Preparing for Use

TB-2187

※ The battery is low before you use the device for the first time. Charge the device with the USB cable.

🔋 Charging the Device

- This device features a wireless charging system. Before you start charging the device, insert one end of the charging cable into the charging dock and plug the other end into an adapter (not included). Connect the adapter to a wall socket. Ensure that you use an adapter that has an output current superior to 5V/1A.

Place the device on the charging base to start charging. (Picture 3)

When charging, the intensity level indicators flash in a cycle. When fully charged, all the intensity level indicators light up continuously. (Picture 4). Charging the device takes about 5 hours. A full battery allows for approximately 60 minutes of continuous use.




Picture 3

- If the battery is low, the mode and intensity level indicators flash 5 times at the same time, and the device automatically shuts off.











🔌 Turn ON-OFF & Mode Switch

- ✂ This device's power/mode switch  and intensity level buttons  have a touch-pressing design.
- When you press the button  with your finger, the device will vibrate to indicate that your finger is pressing the right area. You will need to apply pressure to turn it ON. If you apply pressure on the button and there is no vibration, you will need to re-adjust your finger position.
- The button  does not vibrate when you press it. Apply enough pressure to use it.


Picture 4



※ Operation Instructions


| Function | Function Introduction | Using Method | Intensity Level |
|-------------|--|--|---|
| Turn ON-OFF | | Press & hold  | \ |
| CLEAN Mode | Positive ions + vibrations | Turn ON the device for the first time CLEAN - default mode | Press  to adjust the intensity level - 3 levels. Press twice in quick succession to turn ON-OFF the vibration. |
| HOT Mode | EMS + hot therapy + vibrations | Press  1 time | Press  to adjust the EMS intensity level - 3 levels. Press twice in quick succession to turn ON-OFF the vibration. |
| RF Mode | RF + EMS + MC + red + infrared light | Press  1 time | Press  to adjust the RF intensity level - 3 levels. |
| MOIST Mode | Negative ions + vibrations | Press  1 time | Quickly press  to adjust the vibration intensity level - 3 levels. Press twice in quick succession to turn ON-OFF the vibration. |
| ACNE Mode | Red & blue mixed light + infrared light + hot massage | Press  1 time | \ |
| COOL Mode | Cold massage | Press  1 time | \ |

- You can switch modes in a cycle: **CLEAN→HOT→RF→MOIST→ACNE→COOL**. When switching between modes, the light indicator of each corresponding mode lights up. (Picture 5)



- The intensity level can be adjusted in a cycle: **Level 1 → Level 2 → Level 3**. When you switch between intensity levels, the corresponding indicator lights up. If the intensity level of the mode you chose cannot be adjusted, the intensity level indicator turns OFF. (Picture 6)

👁️ Some functions of the partial massage head activate at the same time as the facial massage head. You can use the partial massage head according to your needs:



| Mode | CLEAN | HOT | RF | MOIST | ACNE | COOL |
|--------------------|----------------------------|----------------|-----------|---------------------------|------|------|
| Function Activated | Positive ions + vibrations | EMS+vibrations | RF+EMS+MC | Negative ions +vibrations | / | / |


⚠ ATTENTION

- When you use the partial massage head, ensure that the middle area is in contact with the skin so that both electrodes are in contact with the skin. (Picture 7)
- When you need to use the RF mode of the topical care head, use the lowest intensity level because the skin around the eyes is sensitive. Do not touch the eyelids and eyeballs when using this device.

※ When you use CLEAN/MOIST modes, ensure that your fingers are touching the electrode sensor while using the device. (Picture 8)



Picture 7



Picture 8

※ This device has a memory function. It automatically activates the mode you have used before turning OFF the device. However, if the device runs out of battery, it activates the default mode setting after charging it.

🌙 Introducing CANC Scientific Skincare:

※ This mode combines the use of skincare devices and topical skincare products to boost efficiency. This 4-step scientific method Clean-Activate-Nourish-Care gives life to CANC skincare model through this device's functions:

※ This device does not include skincare products. You can use your favorite skincare products.

| CANC Clean – Activate – Nourish – Care 4-Step Skincare | Function & Recommended Frequency | Application with Skincare Products |
|--|-------------------------------------|--|
| 1.[C] Clean Deeply cleanses the skin. | CLEAN Mode (daily use) | Remove makeup, double-cleansing. Use with cotton pads and makeup remover. |
| 2.[A] Activate Activates the skin and opens pores. | HOT Mode (daily use) | Open pores and boost absorption. Use with toner or sheet mask. |
| 3.[N] Nourish Photoelectric beauty promotes absorption. | RF Mode (2-3 times per week) | Anti-aging: helps to firm the skin, use with a special gel. |
| | MOIST Mode (daily use) | Boosts absorption. After applying essence. |
| | ACNE Mode (as needed) | Reduces acne breakouts. Use directly on the skin or with acne skincare products. |
| 4.[C] Care Lock in nutrients and boosts hydration levels. | COOL Mode (daily use) | Helps to tighten pores, calms the skin. Use after applying lotion or moisturizer. |

How to Use


TB-2187



※ To ensure the correct operation of this device, please read the instructions carefully before use.



👁️ Using the Device


● Cleanse your skin before you use the device, and ensure that the device is charged.

※ Using Method:

| CANC | Mode | Function | Recommended Using Method | Using Technique |
|----------|-------|---|---|--|
| C | CLEAN | Cleansing Mode Positive ions +vibrations cleansing | <ol style="list-style-type: none">① Remove the magnetic ring. Place the cotton pad on the massage head surface and press the magnetic ring to fix the cotton pad.② Apply your regular makeup remover onto the cotton pad.③ Turn ON the device and choose CLEAN mode.④ Adjust the vibration intensity level according to your preference.⑤ Cleanse your skin with circular motions as illustrated.⑥ After use, turn OFF the device. |  |

| CANC | Mode | Function | Recommended Using Method | Using Technique |
|------|------|---|---|--|
| Q | HOT | Revitalize Mode: EMS + hot massage + vibrations | <ol style="list-style-type: none"> ① Apply toner or a sheet mask to your face. ② Turn ON the device and activate the HOT mode. ③ Adjust the EMS intensity level according to your skin tolerance. ④ Apply the facial massage head to your skin and massage as illustrated. Use this mode for 4-6 minutes/session. ⑤ After use, turn OFF the device. |  |
| U | RF | Anti-Aging Mode: RF(2MHz) + EMS + MC+ red light + infrared light | <ol style="list-style-type: none"> ① Evenly apply water-soluble gel to your face. ② Turn ON the device and activate the RF mode. ③ Adjust the RF intensity level according to your skin tolerance. ④ Massage the skin with the facial massage head in circular motions as illustrated. Use this mode for 4-6 minutes/session. ⑤ After use, wash your face. |  |

| CANC | Mode | Function | Recommended Using Method | Using Technique |
|------|-------|---|---|--|
| | MOIST | Boosting Mode: Negative ions + vibrations | <ol style="list-style-type: none"> ① Apply essence to the skin. ② Turn ON the device and activate the MOIST mode. ③ Adjust the vibration intensity level. ④ Massage your face with circular motions as illustrated. Use this mode for 4-6 minutes/session. ⑤ After use, turn OFF the device. |  |
| | ACNE | ACNE Mode: Red & blue mixed light + infrared light + hot massage | <ol style="list-style-type: none"> ① You can apply acne topical skincare products to acne-prone areas (not necessary, depends on your skin needs). ② Turn ON the device and activate ACNE mode. ③ Massage your face with slow circular motions as illustrated. Use it twice a day, for 5-min/session. ④ After use, turn OFF the device. |  |

| CANC | Mode | Function | Recommended Using Method | Using Technique |
|----------|------|-----------------------------------|---|---|
| C | COOL | COOL Mode: Cool therapy | ① Apply lotion or moisturizing cream to your skin. ② Turn ON the device and activate the COOL mode. ③ Apply the facial massage head to the skin and massage as illustrated. Use this mode for 4-6 minutes/session. ④ After use, turn OFF the device. |  |

Combining Modes:

- Daily Skincare: ① Wash face → ② CLEAN → ③ HOT → ④ MOIST → ⑤ COOL.
- Anti-Aging: It is recommended to use the RF 2-3 times a week. When using it, follow this recommended order ① wash face → ② CLEAN → ③ HOT → ④ RF → ⑤ MOIST → ⑥ COOL.

Use this device consistently for optimal results.

- Acne Breakouts: Do not use this mode if you do not have acne. If you have acne-prone skin or active breakouts, use this mode twice a day. Use ACNE mode before COOL mode.

⚠ ATTENTION

※ When using the radio-frequency function (RF mode):

- Remove all jewelry from your body before using the device, including earrings, rings, necklaces, etc.
- Re-apply gel if your skin gets dry during use.
- For first-time users, test the gel or essence on the skin 24h prior to initial use. Apply a small amount of gel or essence on the inside of the arm to ensure it will not cause a skin reaction.
- Use the device with the gel or the essence on the inside of the arm 24h before you use the device. After use, the skin may show signs of redness or appear slightly swollen for a short time. If these reactions do not disappear within 24 hours, please consult a doctor.
- Avoid using this device for too long on the cheeks or on areas you do not want volume reduction.
- RF function provides a warm sensation on the skin. If you feel the temperature is not enough for your skin, slow down the massage movements.
- During use, do not leave the device in one place without movement for longer than 2-3 seconds.
- Be sure to move the device across your skin to prevent minor burns due to different skin sensitivity and tolerance.
- Skin sensation and results may vary from person to person and area of use.

※ When using the light therapy function (RF/ACNE mode):

- Do not stare or look directly at the light source.

Cleaning & Maintenance

- ✕ Clean this device with a clean, slightly damp cloth before and after using the device.
- Always make sure that you turn OFF the device before cleaning.
- Do not immerse or clean the device directly with water or other liquid substances.
- Do not use steel wool, abrasive cleaning products, chemicals, or corrosive detergents to clean the device.

Storage

- This device has a built-in lithium battery. Do not place or store the device in hot and humid places. If you don't use the device frequently, make sure to charge the battery before you store it.

Disposal Information

- Lithium batteries contain substances that may pollute the environment. Do not dispose of this device with domestic waste. Instead, hand it over to an official recycling point to contribute to environmental protection.

 **Troubleshooting**

| Problem | Possible Cause | Solution |
|--|--|---|
| The device is not working. | The battery is running low or out of power. | Charge the device as guided in this instruction manual. |
| Cannot feel heat or microcurrent on the skin. | Not enough gel or essence was applied to the skin. | Apply more gel or essence. |
| | You are moving the treatment head too quickly. | Move the massage head slowly. |
| | The device stopped working. | Move the massage head slowly and evenly. |
| Note: If the device still does not work properly after using the above solutions, please stop using the device and contact the store or local distributor. | | |